

Q500 M

Vivez vos propres aventures



Fauteuils Roulants Motorisés

FMO-GM2-A-P2: Q500 M I
FMO-GM2-B-P2: Q500 M MixIE



Ingénierie de pointe. Adaptée à vos besoins.

Q500 M

La nouvelle base motrice **QUICKIE Q500® M** allie à merveille une **impressionnante manoeuvrabilité** en intérieur et d'**incroyables performances de conduite** en extérieur. Tous les avantages de cette base motrice combinés à l'**assise hautement personnalisable** et à des commandes électroniques des plus perfectionnées, vous offre une solution complète à vos besoins de mobilité... pour vivre vos propres aventures.

Roues Motrices Centrales

Niveau de manoeuvrabilité inégalé

Puisque son centre de rotation est situé juste en dessous de l'Utilisateur, le Q500 M tourne sur son propre axe, vous offrant ainsi un **rayon de giration ultra-court** pour une maniabilité supérieure.

Transferts en toute simplicité, accès aux véhicules aménagés et sous les tables sans effort grâce à une hauteur d'assise jamais atteinte à partir de 16".

Performant comme jamais

Profitez d'un confort de conduite tout en douceur et d'une stabilité redoutable, même sur les terrains les difficiles. Avec le **système d'articulation SpiderTrac** breveté QUICKIE vous bénéficiez **six roues suspendues** de façon indépendante absorbant les moindres défauts du sol.

Sentez-vous en toute sécurité grâce à la **technologie anti-tangage** développée par QUICKIE. Elle apporte une adhérence supérieure notamment lors des descentes de trottoir et dans les pentes. Cette technologie se caractérise par un mouvement indépendant des six roues et l'**articulation des bras avant et arrière** pour un **contact permanent avec le sol**.

Le Q500 M est équipé de moteurs performants **4 poles**, **8 km/h ou 10 km/h** et de batteries de Groupe 22 ou 24.



Assise

Système d'assise entièrement ajustable et personnalisable avec un large choix de coussins et d'options de positionnement.

Votre confort et votre bien-être: notre priorité. C'est pourquoi, le Q500 M est équipé de série avec le nouveau système d'assise ensemble siège, dossier. Nombreuses possibilités de réglages et de personnalisation pour répondre à chacun de vos besoins, y compris dans le cadre de pathologie évolutive. Large choix de solution de positionnement, incluant différents types de coussins d'assise et de dossier.

Réglages d'assise à l'infini pour ne faire qu'un avec votre corps

Largeur et profondeur d'assise, angle et hauteur du dossier, angle du repose-pieds, hauteur et profondeur des accoudoirs, hauteur et angle de l'appui-tête ainsi vous êtes assuré d'obtenir le positionnement d'assise adéquat. De plus, en cas de modifications de vos besoins, il sera simple et rapide d'y faire face.

Entièrement configurable



- Dossier inclinable électriquement: 90° - 130°. Egalement disponible avec une inclinaison mécanique et par vérins à gaz.
- Bascule d'assise manuelle par platine (0° - 9°) ou électrique: 0° - 30° ou -5° - 25° ou 0° - 50°
- Accoudoirs relevables à compensation ou escamotables ou amovibles, tous disponibles avec différents types de manchettes.
- Repose-jambes central manuel ou électrique. Repose-jambes latéraux escamotables, inclinaison par vérin à gaz ou électrique.
- Large choix de coussins d'assise et de dossiers.
- Appui-tête WHITMYER® et accessoires de positionnement, comme les cales cuisses et cales genoux.

Modulateur R-NET

Le Q500 M est équipé de série de la technologie R-Net LED pour une expérience de conduite unique. Avec le manipulateur R-Net Advanced (en option) et son grand écran couleur haute résolution, vous branchez un contacteur marche/arrêt et deux autres contacteurs pour assigner jusqu'à 4 fonctions. La fonctionnalité Infrarouge intégrée permet de contrôler votre environnement et le Bluetooth et IDevice d'accéder à vos équipements informatiques.

Style et raffinement

Avec le Q500 M le style atteint un niveau supérieur. Châssis noir mat, aucun câble ni composant visibles, le tout combiné à une sellerie de grande qualité, le design contemporain et l'élégance sont en parfaite harmonie. Plusieurs autres couleurs sont aussi disponibles.



DONNÉES TECHNIQUES - Q500 M

FMO-GM2-A-P2 Q500 MI
FMO-GM2-B-P2 Q500 MixIE

Capacité de poids
300 lb

Largeur de siège
16" - 22"

Profondeur de siège
14" - 22"

Angle de siège
0° - 9°

Hauteur sol siège
16.5" - 19.5"

Hauteur de dossier
20" - 30"

Angle de dossier
Fixe (avec outil d'ajustement)
-1° - 31°

Dossier inclinable manuel
-2° - 41°

Dossier inclinable motorisé
-2° - 41°

Roues Motrices

13" à crampons à chambre à air
13" avec dispositif anti-crevaisson

Roues avants

Roues 7" x 2" Pneus Semi-Durs

Appuie-Jambes

Appuie-Jambes élévateur compensateur manuel
100° - 168° (13.5 " - 20.5 ")

Appuie-Jambes élévateur compensateur motorisé
100° - 168° (13.5 " - 20.5 ")

Appuie-Jambes Monobloc
90° - 178° (13.5 " - 19")

Appuie-Jambes Monobloc motorisé
90° - 178° (13.5 " - 19")

Appuies-Jambes escamotables
70°, 80° (14" - 21")

Repose-Pieds

Escamotable et plateforme un pièce
6"

Plateforme centrale fixe

Palette réglables en largeur et angle
10"

Appuie-Bras

Type "T", Amovible,
Réglable En Hauteur de 8" à 15"

Type "U", Escamotables, Amovibles,
Réglables En Hauteur de 10" à 15"

Type "I", Rabattables,
Réglables en Hauteur de 9" à 15"

Type "I", Rabattables,
Réglables en Hauteur de 11" à 15",
avec barrure en 2 points

Type "L", Rabattables,
Réglables en Hauteur de 8" à 15"

Garnitures de Confort

Droit Plat ou long

Profilé

Gel

Contoured Cushion

Appuie-Tête

Support Pour Appuie-tête,
Réglable En Profondeur
Ancrage D'Appuie-Tête
Garniture profilée de 8", 10" ou 14"

Support De Boîte De Commande

Latéral Standard,
Position Avant-Arrière Réglable
Latéral Rabattable,
Avec Mécanisme de Blocage,
Position Avant-Arrière Réglable
Central, Rabattable,
Position Avant-Arrière Réglable

Système d'électronique programmable

De base
Plusieurs fonctions motorisées
Infrarouge & Bluetooth

Fonctions motorisées

Système De Bascule Motorisée (Angle de 0° à 50°)
Dossier inclinable motorisé Pro™
Appuie-Jambes Élévateurs Compensateurs Motorisés
Appuie-Jambes Central Élévateur Motorisé
Monopieèce (un vérin ou deux)

Boîte De Commande Pour Options Motorisées

Boîte De Commande pour repositionnement
motorisé pour 1 accessoire
Boîte De Commande Pour Repositionnement
Motorisé, Pour 4 Accessoires

Commandes Adaptées

Non Proportionnelle:
Commande Céphalique,
Commande Par Le Menton
& Commande Par Le Souffle

Proportionnelle
Commande Céphalique,
Commande Par Le Menton
& Commande Minimanette

Accessoires

Ceinture Pelvienne De Positionnement
Pare-Choc Avant
Fanion
Lumières
Système De Correction De La Trajectoire
Boîte de commande pour un assistant



© 2021 Sunrise Medical Canada Inc.
MK-100307 Rev. A
800.263.3390
www.SunriseMedical.ca
9719 Clement Street
LaSalle, QC
H8R 4B4

Voir le bon de commande car les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration.