



Breezy 600

BREEZY[®]

Série Breezy[®]



Breezy 600

Caractéristiques Et Options Du Modèle Breezy 600



Breezy 600

Le modèle Breezy 600, le plus léger de sa catégorie, offre des caractéristiques, des options et une performance exceptionnels.

Faits Saillants Du Breezy 600

- Composants légers en aluminium
- Dossier ajustable de 16" à 19" avec angle de 8°
- Dossier réglable en angle de -3° à 15°
- Hauteur de 12" à 21"
- L'essieu arrière excentré est une caractéristique standard
- Largeur du siège : 14" à 20"
- Profondeur du siège : 16" et 18", et 15" et 17" par garniture
- Configurations disponibles pour modèle standard, ultra-hemi et conduite unilatérale
- Couleurs du châssis : noir, vert forêt, argent texturé et bleu
- Choix d'appui-pieds de 60° ou de 70°



Modèle 600 Ultra-Hemi de Breezy

- La solution idéale pour la propulsion par les pieds et l'accès à différents environnements
- Convient à tout client - hauteurs de siège, de 13" à 18"
- Essieu excentré qui permet de mieux manoeuvrer

Breezy 600

CHÂSSIS

Largeur	14 à 20"
Profondeur	15 à 18"
Haute du Siège Avant	13 à 20"
Dossier Fixe- Hauteur Du Dossier	16 à 19"
Dossier Réglable en angle	12 à 21"
Angle de	-3° à 15°
Toile de Siège	Nylon Matelassé et Non Matelassé
Couleurs de Châssis	Vert Forêt, Noir Bleu et Argent Texturé

APPUI-BRAS

Garniture d'Appui-Bras Court	Rembourré
Garniture d'Appui-Bras Long	Rembourré
De Type U: Amovible, Escamotable, Réglable en hauteur	
De Type T: Amovible, Réglable en hauteur	

SUPPORT D'APPUI-PIEDS

Pivotant à 60°	•
Pivotant à 70°	•
Appui-Jambes Élévateur	•
Appui-Jambes Élévateur Compensateur	•
Style de Palette	Composite, Aluminium et à Angle Réglable
Courroie Appui-Talons	•

ESSIEUX ARRIÈRES

Essieux à Position Fixe	•
Essieux à Dispositif Excentré	•
Essieux à Dégagement Rapide	•
Conduite Unilatérale	•

ROUES ARRIÈRES

Grandeur	20", 22", 24"
Type de Pneu	Profil Bas, Plein Profil, Pneumatique

Options de Cerceaux de Conduite	Aluminium Anodisé, Plastifié, à Projection
---------------------------------	--

ROUES AVANT

Grandeur	5", 6", 8"
Type de Pneu	Semi-Dur, Dur Et Pneumatique

FREINS DE BLOCAGE

Freins Pousser Ou Tirer

CAPACITÉ 250 lb

POIDS DU FAUTEUIL (LB) 28

GARANTIE Voir details dans le manuel de l'utilisateur

ACCESSOIRES

Rallonges de Levier de Frein De 6"	•
Anti-Basculants	•
Housse d'Appui-Mollets	•
Porte Canne	•
Freins Anti-Recul	•
Support de Cylindre D'Oxygène	•
Ceinture de Positionnement	•

Note: Certains articles sont optionnels. Veuillez consulter les formules de commande ou communiquer avec le Service à la clientèle de Sunrise Medical en composant le 1-888-548-8688 pour plus de détails.