

Rien ne surpasse un Quickie

**QUICKIE®
LXG**



NOUVELLE ADDITION DANS LA FAMILLE DES FAUTEUILS MANUELS PLIANTS QUICKIE


QUICKIE® LXG

QUICKIE®
Fauteuil Manuel

Le nouveau Quickie LXG est un fauteuil intermédiaire de type ultra léger, conçu pour répondre à la majorité des besoins de posture.

Quickie LXG

Souplesse d'utilisation et très résistant



Base allongée

Le Quickie LXG offre une plaque de montage des roues arrière réglables soit directement sur le châssis ou avec extensions de châssis pour déportement vers l'arrière.



Position régulière

Hauteur sol siège basse 13.5 pouces.



Dossier à angle réglable

Dossier en angle réglable de -5 degrés à 25 degrés.

QUICKIE® LXG

QUICKIE®
Fauteuil Manuel

LXG	
DESIGN INNOVATEUR	
Châssis	Pliant- Traditionnel
Poids de transport	16.2 lb
Poids standard	28 lb
Capacité	250 lb STD
AJUSTEMENT	
Largeur du siège	14"- 20"
Profondeur du siège	14"- 19"
Dossier à angle réglable	- 5° à 25°
Garniture de dossier à tension ajustable	Oui
APPLICATIONS CLINIQUES	
Hauteur sol siège avant	13.5"- 20.5"
Appui-pied	Amovibles, pivotants, escamotables, 60°, 70°, élévateurs
Type de dossier	Réglable en angle
Hauteur du dossier	15"- 20"