

CONFORT ET PERFORMANCE



QUICKIE®
747



QUICKIE® 747




QUICKIE®
Fauteuil Motorisé

Le nouveau fauteuil 747 de Quickie, produit d'une technologie innovatrice, offre une combinaison inégalée de confort, de stabilité et de contrôle. Munie d'un système de palonniers et de roues arrière flottantes, il permet le passage d'obstacles avec aisance.

Nouveau fauteuil motorisé Quickie 747

Performance




Maximise la stabilité directionnelle et le confort de roulement à l'extérieur.

4 Couleurs disponibles


- Bleu Bonbon
- Rouge Bonbon
- Blanc Perle
- Noir Opale

Sécurité



Muni de crochets d'ancrage pour transport adapté et d'un feu arrière.

Modèle haut de gamme



Siège de posture réglable et compatible avec la bascule.
Moteurs de quatre brosses.
Haut rendement (6.5 mph) ou
Haute performance (8.5 mph).
Électronique P&G « R-Net » offrant six profils.
Suspension à amortisseur et à ressort.

Modèle d'entrée

Siège de posture réglable économique
Moteurs deux brosses
Électronique de base P&G VR2
Suspension à élastomer

Pour plus de détails contactez, Sunrise Medical Canada au 514.367.0727 ou 1.888.548.8688 ou visitez le www.sunrisemedical.ca.

QUICKIE® 747

QUICKIE®
Fauteuil Motorisé

Quickie M	
Châssis	
Vitesse max	6.5 mph
Roue Motrice	14 x 3"
Roue avant	8", 9"
Roue arrière	6"
Suspension avant	Optionelle
Longueur hors tout	36"
Largeur hors tout	24", 25.5"
Hauteur sol-siège	À partir de 15"
Hauteur sol-siège avec bascule	À partir de 15"
Type de batterie	
22 NF (gel)	Base compacte
Gp 24 (gel)	Base régulière
Capacité	
	400 livres avec moteur 4 brosses
	250 livres avec moteur 2 brosses
Dimensions du siège	
Largeur	10"- 24"
Profondeur	10"- 22"
Hauteur	14"- 24"

